



cence[®]

MEDİKAL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



EXPOMED EURASIA / İSTANBUL



İSTANBUL HEALTH EXPO / İSTANBUL



ARAB HEALTH / DUBAİ





KALİTE POLİTİKAMIZ

İnsan sađlıđının her Őeyin önünde olduđu bilinciyle ve 15 yıllık deneyimle 2014 yılında kurduđumuz **Cence Medikal ve Ticaret Limited Őirketi**, tüm dünyada satıŐını yapmakta olduđu “**cence**” marka ürünlerin satıŐ ve destek hizmetlerini vermektedir.

Yurtiçinde ve yurtdıŐında faaliyet gösteren firmamız, alanında en son teknolojik geliŐmeleri kendi bünyesine adapte ederek kaliteli ürün ve kaliteli hizmet sunmayı birincil hedefi yapmıŐ olup; yasal ve mevzuat yasalarına uymayı, İŐ Sađlıđı ve Güvenliđi kapsamında çalıŐanlarına güvenli bir çalıŐma ortamı sunmayı ve onların görevlerini yapabilmeleri için gereken eđitim ve motivasyonu temin etmeyi, ARGE çalıŐmalarıyla müşteriilerimizin gereksinimlerine en iyi Őekilde yanıt vermeyi kabul eder ve politikamız olarak benimser.

Firmamızın ürün kalitesi ve satıŐ sonrası hizmeti konusundaki hassasiyetimiz

ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sertifikalarıyla belgelendirerek müşteri portföyünü Türkiye’de, Avrupa’da ve Orta Dođu’da genişletmeye devam etmektedir.





L500 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 5000 rpm
Maksimum RCF	: 4030xg
Maksimum Kapasite	: 4x50ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 5A
Dış Ölçüler	: 370x432x250mm
Net Ağırlık	: 15 kg
Tüp Kapasitesi	: 16x15ml, 24x15ml, 4x50ml





L530 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 5300 rpm
Maksimum RCF	: 5010xg
Maksimum Kapasite	: 4x250ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 5A
Dış Ölçüler	: 470x560x380mm
Net Ağırlık	: 38kg
Tüp Kapasitesi	: 32x15ml, 48x15ml, 4x250ml, 8x50ml 8x100ml, 4x100ml, 2x2x96 kuyulu



L550 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 5500 rpm
Maksimum RCF	: 5310xg
Maksimum Kapasite	: 4x500ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 10A
Dış Ölçüler	: 470x560x380mm
Net Ağırlık	: 50kg
Tüp Kapasitesi	: 32x15ml, 48x15ml, 4x250ml, 16x50ml, 8x50ml, 8x100ml, 4x100ml, 80x15ml, 2x2x96 kuyulu,





TD3 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 4000 rpm
Maksimum RCF	: 1980xg
Maksimum Kapasite	: 8x15ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <62dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 2A
Dış Ölçüler	: 265x305x250mm
Net Ağırlık	: 7.5kg
Tüp Kapasitesi	: 8x15ml

TDZ4-WS MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 4000 rpm
Maksimum RCF	: 2200xg
Maksimum Kapasite	: 12x20ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <62dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 5A
Dış Ölçüler	: 330x390x250mm
Net Ağırlık	: 16kg
Tüp Kapasitesi	: 12x20ml, 18x10ml, 4x50ml



TG12M MİKROHEMATOKRİT SANTRİFÜJÜ

Maksimum Hız	: 12000 rpm
Maksimum RCF	: 14800xg
Maksimum Kapasite	: 24'lü kapiller başlık
Hız Hassasiyeti	: ±50rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 5A
Dış Ölçüler	: 265x335x220mm
Net Ağırlık	: 11kg



H1650-W MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI MİKRO SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 16500 rpm
Maksimum RCF	: 18360xg
Maksimum Kapasite	: 12x5ml
Hız Hassasiyeti	: ±50rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 3A
Dış Ölçüler	: 265x335x220mm
Net Ağırlık	: 11kg
Tüp Kapasitesi	: 12x1.5/2.2ml, 12x5ml, 18x0.5ml, 3x8x0.2ml PCR Strip

H1650 MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 16500rpm
Maksimum RCF	: 18930xg
Maksimum Kapasite	: 12x10ml
Hız Hassasiyeti	: ±50rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V 50Hz 5A
Dış Ölçüler	: 325x420x325mm
Net Ağırlık	: 20kg
Tüp Kapasitesi	: 12x1.5/2.2ml, 24x1.5/2.2ml, 12x5ml, 12x10ml



H1850 MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJ



Maksimum Hız	: 18500 rpm
Maksimum RCF	: 23797xg
Maksimum Kapasite	: 4x100ml
Hız Hassasiyeti	: ±50rpm
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V 50Hz 10A
Dış Ölçüler	: 487x762x422mm
Net Ağırlık	: 48kg
Tüp Kapasitesi	: 12x1.5/2.2ml, 24x1.5/2.2ml, 8x15ml, 12x10ml, 6x50ml, 4x100ml, 2x2x96 kuyulu







L530R MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 5300 rpm
Maksimum RCF	: 5010xg
Maksimum Kapasite	: 4x250ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC unit (R134A)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 10A
Dış Ölçüler	: 470x730x380mm
Net Ağırlık	: 70kg
Tüp Kapasitesi	: 16x15ml, 24x15ml, 32x15ml, 48x15ml, 4x2x50ml, 4x100ml, 4x250ml, 2x2x96 kuyulu



L535R MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 5350 rpm
Maksimum RCF	: 5030xg
Maksimum Kapasite	: 4x750ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 10A
Dış Ölçüler	: 710x630x440mm
Net Ağırlık	: 75kg
Tüp Kapasitesi	: 6x50ml, 8x50ml, 12x50ml, 4x250ml, 4x500ml, 4x750ml, 6x250ml, 2x2x96 kuyulu



H2050R MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ






Maksimum Hız	: 20500rpm
Maksimum RCF	: 29200xg
Maksimum Kapasite	: 4x750ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 16A
Dış Ölçüler	: 560×800×440mm
Net Ağırlık	: 95kg
Tüp Kapasitesi	: 24x1.5/2.2ml, 12x10ml, 76x10ml, 6x50ml, 16x50ml, 6x100ml, 4x250ml, 4x500ml, 4x750ml



L535R-1 DÜŞÜK HIZLI YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 5350rpm
Maksimum RCF	: 5030xg
Maksimum Kapasite	: 4x750ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 16A
Dış Ölçüler	: 560×660×850mm
Net Ağırlık	: 120kg
Tüp Kapasitesi	: 6x50ml, 8x50ml, 12x50ml, 4x500ml, 4x750ml, 6x250ml, 2x2x96 kuyulu



H1650R MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 16500 rpm
Maksimum RCF	: 21532xg
Maksimum Kapasite	: 36X1.5/2.2ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC unit (R134A)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 10A
Dış Ölçüler	: 350x600x340mm
Net Ağırlık	: 70kg
Tüp Kapasitesi	: 12x1.5/2.2ml, 24x1.5/2.2ml, 12x5ml, 18x0.5ml



H1850R MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 18500 rpm
Maksimum RCF	: 23797xg
Maksimum Kapasite	: 4x100ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 16A
Dış Ölçüler	: 420x670x400mm
Net Ağırlık	: 65kg
Tüp Kapasitesi	: 12x1.5/2.2ml, 24x1.5/2.2ml, 6x50ml, 4x50ml, 4x100ml, 12x10ml, 2x2x48 kuyulu






TD-24K KAN GRUPLAMA SANTRİFÜJÜ

Maksimum Hız	: 4000 rpm
Maksimum RCF	: 1790xg
Kart Sayısı	: 24
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <60dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 3A
Dış Ölçüler	: 370x432x250mm
Net Ağırlık	: 16kg

TXD3 HÜCRE SMEAR SANTRİFÜJÜ

Maksimum Hız	: 3000 rpm
Maksimum RCF	: 890xg
Maksimum Kapasite	: 0.1ml – 0.5ml
Başlık Kapasitesi	: 12 adet
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Gürültü	: <60dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 3A
Dış Ölçüler	: 370x432x250mm
Net Ağırlık	: 14kg



XKA-2200 İMMUNOHEMATOLOJİ SANTRİFÜJÜ

Maksimum Hız	: 4500rpm / 3000rpm
Maksimum RCF	: 2000xg / 1000xg
Maksimum Kapasite	: 12x(0.25~1ml) 7mlx12 (10~13x65~100mm)
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Gürültü	: <62dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 5A
Dış Ölçüler	: 330x375x250mm
Net Ağırlık	: 16kg

WTL MİNİ SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 10000rpm
Maksimum RCF	: 5000xg
Kapasite	: 6x1.5/0.5ml/0.2ml
Gürültü	: <53dB(A)
Güç Kaynağı	: AC100 242V
Dış Ölçüler	: 160x200x123mm
Net Ağırlık	: 1.2kg






DL-6M YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 6000rpm
Maksimum RCF	: 6680xg
Maksimum Kapasite	: 6x1000ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC unit (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 30A
Dış Ölçüler	: 730x840x1200mm
Net Ağırlık	: 260kg
Tüp Kapasitesi	: 6x50ml, 30x50ml, 6x100ml, 18x100ml 6x250ml, 6x500ml, 6x1000ml





GL-10MD YÜKSEK HIZLI YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 10000 rpm
Maksimum RCF	: 18300xg
Maksimum Kapasite	: 6x1000ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 30A
Dış Ölçüler	: 710x820x1200mm
Net Ağırlık	: 310kg
Tüp Kapasitesi	: 6x50ml, 6x100ml, 6x250ml, 6x500ml, 6x1000ml, 4x1000ml




GL-21M YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 21000 rpm
Maksimum RCF	: 47400xg
Maksimum Kapasite	: 4x750ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 30A
Dış Ölçüler	: 710x820x1200mm
Net Ağırlık	: 310kg
Tüp Kapasitesi	: 16x10ml, 6x50ml, 10x100ml, 6x250ml, 6x500ml, 4x500ml, 4x750ml



L720R-3 YÜKSEK KAPASİTELİ SOĞUTMALI SANTRİFÜJ

Maksimum Hız	: 7200 rpm
Maksimum RCF	: 12166xg
Maksimum Kapasite	: 6x2400ml
Hız Hassasiyeti	: ±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	: 1min to 99min
Sıcaklık Ayarlama Aralığı	: -20°C - 40°C
Sıcaklık Hassasiyeti	: ±2°C
Kompresör	: Non-CFC unit (R404a)
Gürültü	: <65dB(A)
Güç Kaynağı	: AC220V±22V 50/60Hz 30A
Dış Ölçüler	: 870x1020x970mm
Net Ağırlık	: 545kg
Tüp Kapasitesi	: 6x2400ml, 6x500ml, 6x1000ml, 6x2x1000ml (12x1000ml)



HEMATOLOJİ MİKSERİ

Cihaz	Voltaj	Frekans	Güç	Devir /Dk.	Kapasite
CNC -20 Mikser	220 VAC.	50-60 Hz.	4W	30-33 rpm	20 Tüp
CNC -30 Mikser	220 VAC.	50-60 Hz.	4W	30-33 rpm	30 Tüp



HAZIR PREPARAT EĞİTİM SETLERİ

Eğitim amaçlı inceleme için hazırlanarak saklanmış lam, lamel ve doku örneklerinden oluşan preparat setlerimiz kategorize edilmiş özel koruyucu kutularında yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunar.

- * Histoloji Preparatları
- * Embriyoloji Preparatları
- * Patoloji Preparatları
- * Mikrobiyoloji Preparatları
- * Genetik & Hücre Biyolojisi Preparatları
- * Zooloji Preparatları
- * Parazitoloji Preparatları
- * Medikal Parazitoloji Preparatları
- * Botanik Preparatları
- * Karışık Eğitim Setleri




MİKROSKOP KAMERALARI (2 MP / 5 MP)

* Genel amaçlı mikroskoplarda kullanılabilecek özellikle olan mikroskop kameralarımız USB kablosu ile bilgisayara bağlanır. Windows XP/Vista/7/8/10 (32 ve 64 bit) ve daha pek çok programla uyumludur.

* Otomatik beyaz dengesi ve otomatik poz; parlaklık, kontrast, berraklık ve renk yoğunluğu ayarlanabilir. Dalgalı görüntüyü yakalar ve kaydeder (BMP, TIFF, JPG, PICT, TFT ve diğer formatlar).

* Yüksek kalite AVI'yi destekler ve MPEG formatında renkli video çekimi yapar. Tarama moduprogresiftir.

* Yüksek çerçevesiz video ekranı kesinti olmadan pürüzsüz görüntü sağlar.



CNC-700 YARI OTOMATİK BİYOKİMYA ANALİZÖRÜ


- * Hem programlamaya hem reaktife açık sistem.
- * Gerçek zamanlı eğitim izleme, Reaksiyon grafiği yazdırılabilir.
- * Kalite kontrol, 3 tür kontrol, Kalite kontrol sonuçları 3 ay saklanabilir, Kalite kontrol grafiği yazdırılabilir.
- * Kendi kendini kalibrasyon ve hata alarm fonksiyonu
- * 100 program hafıza ve 20000 test sonucu
- * Flowcell& küvet okuma
- * Standart Filtre: 340nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm, 670nm ve boş bir pozisyon

Şerit genişliği	: ≤8nm
Doğrusal aralığı	: 0.000-3.000Abs
Kirlilik oranı	: ≤1%
Test modu	: Kinetik, Bikromatik, Son nokta, Diferansiyel, Sabit zaman, Çoklu-Standart.
Yeniden test	: Kullanıcı tarafından tanımlanmış yeniden test, ana değeri, SD ve CV hesaplar.
Gecikme & Okuma zamanı	: Programlanabilir, 3-999 saniye.
Kalite kontrol	: Kalite kontrol sonuçları hafızada saklanabilir, Kalite kontrol grafiği yazdırılabilir.
Ekran	: 240x128 LCD.
Ölçme	: 32 ulFlowcell veya küvet optik, çap 1 cm.
Emme hacmi	: 200-2000 ul.
Dil	: Dil: Türkçe / Arapça / İngilizce
Yazdırma	: Dahili termal yazıcı, ek bilgisayar için RS232 Ara yüz
Güç kaynağı	: AC220V /110V ±10%, 50-60 Hz
Güç tüketimi	: ≤50VA



KOAGÜLASYON KÜVETLERİ VE KÜVET BİLYELERİ

En çok kullanılan koagülasyon cihazlarına uyumlu tek kullanımlık küvetler ve 2.00mm – 2.38mm küvet bilyesi
Uyumlu markalar ve koagülasyon cihazları; Human®, Genius®, Rayto®, Dialab®, Tokra®, Stago®,
Stago® STA4, Organon®, Biomeriux, GermanTeco, German BE, GermanSigma KC-40.



CNC-500 BİNOKÜLER MİKROSKOP

- * Objektif (Akromat): 4X, 10X, 40X, 100X
- * Monoküler başlık 45°, 360° dönebilir
- * Çift taraflı mekanik nesne tablası
- * Hareket aralığı: 70mm x 50mm
- * 0.65 iris diyaframı
- * LED, ayarlanabilir parlaklık
- * Oküler: WF-10x/18mm



CNC-501 BİNOKÜLER MİKROSKOP


- * Objektif (Akromat): 4X, 10X, 40X, 100X
- * Binoküler başlık 30°
- * Çift taraflı mekanik nesne tablası
- * Hareket aralığı: 75mm x 50mm
- * 1.25 iris diyaframı
- * Yeşil, Mavi filtre
- * LED, ayarlanabilir parlaklık
- * Oküler: WF-10x/22mm



CNC-502 BİNOKÜLER MİKROSKOP

- * Objektif (Plan): 4X, 10X, 40X, 100X
- * Binoküler başlık 30°
- * Çift taraflı mekanik nesne tablası
- * Hareket aralığı: 75mm x 50mm
- * 1.25 iris diyaframı
- * LED, ayarlanabilir parlaklık
- * Oküler: WF-10x/18mm





cence[®]
MEDİKAL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

☎ 0090 212 586 76 66
☎ 0090 212 586 76 65
✉ info@cencemedikal.com.tr
@ www.cencemedikal.com.tr
📍 İstanbul / Türkiye